

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ La centrífuga es ideal para la separación de suero, plasma, urea, muestras de sangre y otras aplicaciones de rutina en hospitales y laboratorios de investigación.
- ✓ También es ampliamente utilizado en tratamientos estéticos como el PRP/PPP.
- ✓ Diseño compacto y estético.
- ✓ Cuenta con tapa con cierre de seguridad, sistema de desequilibrio
- ✓ Cuenta con bloqueo de la tapa de seguridad,
- ✓ Pantalla LCD que muestra en tiempo real RPM/RFC y tiempo.
- ✓ Apertura de la tapa automáticamente.
- ✓ Interfaz de operación fácil.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Capacidad de los tubos: 24 x 15 ml
- ✓ Rango de tiempo: 15 seg. ~ 99 min.
- ✓ Dimensiones: 520 x 420 x 330 mm
- ✓ Tipo de cabezal: Rotor fijo de 45° de ángulo.
- ✓ Potencia de consumo: 200 W
- ✓ Máxima Velocidad: 400 - 4000 rpm en paso de 100 rpm
- ✓ Tiempo de aceleración a velocidad máxima: 20 – 80 Segundos
- ✓ Tiempo de frenado desde máx. velocidad: 20 – 80 Segundos
- ✓ Peso Neto: 12 kg.
- ✓ Alimentación: 220V / 60 Hz

