

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Cerraduras electromagnéticas: debe estar conectado a la alimentación para abrir la puerta.
- ✓ Si no se conecta a la corriente, se debe usar la llave para abrir la puerta.
- ✓ La puerta no se puede abrir durante el funcionamiento de la máquina; solo se puede abrir cuando la máquina está completamente detenida.
- ✓ Esta centrífuga tiene un motor a carbón.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Rango de Velocidad: 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 rpm.
- ✓ RCF Máxima: 2325 x g.
- ✓ Capacidad: 20ml x 24.
- ✓ Tiempo: 30 min.
- ✓ Potencia: 40W.
- ✓ Alimentación: 220V / 60 Hz.
- ✓ Peso Neto: 12.5 Kg.
- ✓ Dimensiones (mm): 395 x 325 x 310.

