

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Centrífuga clínica de hasta 4000 rpm.
- ✓ La velocidad puede ser ajustada a RPM o RCF y puede almacenar 3 programas para aplicaciones rutinarias.
- ✓ Capacidad del rotor para 4 tubos de 50 ml, además de contar con rotores y adaptadores para diferentes tipos de tubos y aplicaciones.
- ✓ Cuenta con un sistema de diagnóstico interno automático.
- ✓ Cuenta con un motor DC sin escobillas libre de mantenimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ **Pantalla:** LCD.
- ✓ **Máximo RCF:** 2500xg.
- ✓ **Precisión de velocidad:** ± 100 rpm.
- ✓ **Rango de velocidad:** 300 - 4000 rpm, incremento 100 rpm.
- ✓ **Capacidad de rotor:**
Por defecto: Ángulo 24 $\times$ 15 ml.
Opcionales: Oscilante 6 $\times$ 15ml, Oscilante 4 $\times$ 50ml Ángulo 12 $\times$ 10ml / 8 $\times$ 15ml.
- ✓ **Programas:** sangre (3200 rpm x 10min), orina (1800 rpm x 5 min), fecal (1300 rpm x 10min).
- ✓ **Voltaje:** Monofásico, 220V, 50/60Hz.
- ✓ **Tiempo de aceleración / frenado:** 3s $\uparrow$ 4s $\downarrow$.
- ✓ **Dimensiones (DxWxH):** 364x440x268 mm.
- ✓ **Ruido:** ≤ 62 dB(A).
- ✓ **Temporizador:** 1 – 99 minutos / continuo.
- ✓ **Tipo de motor:** motor DC sin escobillas.
- ✓ **Dispositivos de seguridad:** diagnóstico interno automático.
- ✓ **Peso:** 14.5 Kg.

