



CHALECO DE ENTRENAMIENTO PEDIÁTRICO EN CASO DE ASFIXIA O ATRAGANTAMIENTO

MARCA: ACT FAST
MODELO: AF-101-Y

Entrenador de asfixia portátil realista para que los estudiantes desarrollen confianza en su capacidad para realizar la maniobra de empuje abdominal (Heimlich) en niños en edad escolar.

Diseñado para ser realista y fácil de usar.

Cuando la maniobra se realiza correctamente, aparece un tapón de espuma que proporciona una respuesta instantánea.

El entrenamiento se puede realizar de pie, sentado o acostado para obtener mayor realismo. El autorrescate se puede enseñar usando una silla, una mesa o una encimera.

La vía aérea transparente permite a los estudiantes ver la obstrucción y observar su liberación.

Marcador de ombligo para una correcta colocación de la mano

Las correas ajustables y las hebillas fáciles de usar se adaptan a todos los estudiantes, lo que simplifica el cambio de usuario.

Construido con neopreno de alta calidad, con correas ajustables para adaptarse a niños de 5 a 12 años

Recomiendo encarecidamente el entrenador de niños Act + Fast para escuelas, clubes, tropas de Scouts y especialmente para niñeras. Correas de hombro ajustables: ¡una talla para todos!

Lavable: simplemente retire la vejiga de PVC y el conjunto de las vías respiratorias y lave a mano el chaleco de neopreno con un detergente suave. Colgar para secar al aire.

INCLUYE:

Almohadilla opcional para palmadas en la espalda

Vejiga de aire interna

Vía respiratoria de plástico transparente

10 tapones de espuma reutilizables

Manual de usuario

Bolsa de transporte