

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Hoy en día, las cintas para medir circunferencias también deben responder a máximas exigencias médicas.
- ✓ Por eso, seca ha desarrollado la cinta seca 201, que permite medir circunferencias con una precisión milimétrica.
- ✓ El mecanismo de alta calidad asegura la fácil extracción de esta cinta de 205 cm y su bloqueo preciso.
- ✓ La caja de formas ergonómicas es agradable al tacto, y lo suficientemente robusta para soportar más de una caída sin sufrir deterioros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Rango de medición en cm: 0 - 205 cm
- ✓ Rango de medición en inch: 0 - 80 "
- ✓ División: 1 mm, 1/8 inch
- ✓ Dimensiones (AxAxP): 70 x 22 x 65 mm , 2,8 x 0,9 x 2,6 inch
- ✓ Peso neto: 50 g , 0,1 lbs
- ✓ Funciones: Medición móvil

