


seca 212



seca 212

Cinta para medir la circunferencia de la cabeza de bebés y niños pequeños

Banda para medición de la circunferencia de la cabeza para bebés y niños pequeños, fabricada en Teflon indeformable. También para simetría de la cabeza.

Esta cinta para medir fabricada en Teflon sintético indeformable permite medir la circunferencia de la cabeza (anverso) y la simetría de la cabeza (reverso). Un práctico dispensador (con 15 cintas) ofrece un almacenamiento seguro contra el deterioro.

Información sobre el producto.
Datos técnicos del producto y asistencia.

Datos técnicos

Rango de medición en cm:
0 - 59 cm

Rango de medición en inch:
0 - 23 "

División:
1 mm / 1/16 inch

Dimensiones (AxAxP):
25 x 1 x 663 mm , 1 x 0 x 26,1 inch

Peso neto:
60 g , 0,1 lbs

