

COCHE DE PARO DE EMERGENCIA 5 CAJONES MEDIK MK-P01

Características del producto

La MK-P01 posee una alta resistencia, facilidad de movimiento, bandeja para desfibrilador, gavetas de fácil organización y apertura, porta suero, estructura para soporte para cilindro de oxígeno y un sistema de seguridad breakaway locking. Estas y otras características hacen que se vuelva indispensable en áreas de hospitalización y terapia intensiva.

Descripción

- Todos los cajones son desmontables y 100% extensibles, con un tope de extensión máxima que evita que el cajón se desprenda de forma inesperada.
- Estable y constante, la plataforma para el desfibrilador ofrece varias posiciones de movimiento y un montaje seguro del equipo. Incluye correa de velcro.
- El Portavenoclisis (IV Pole) es instalado de forma segura al carro y ofrece una función de altura ajustable.
- Cuenta con amplia selección de accesorios y sistemas de organización.
- Tiene una amplia área de trabajo con superficie de trabajo opcional deslizable.
- Se entrega completamente montado, sin necesidad de herramientas
- Marco de acero de precisión, soldadas con paneles de alto impacto



Especificación del carro

Aplicaciones	de emergencia
Uso específico	para medicamentos
Elementos integrados	con cajón, 1 bandeja, con portasueros, con estante para desfibrilador
Otras características	médico, de aluminio



Especificación del carro

	Altura	Profundidad	Ancho
Compacto	35,43 "/ 90 cm	21.25 "/ 54cm	22.83 "/ 58cm
Intermedio	39.37 "/ 100 cm	21.25 "/ 54cm	22.83 "/ 58cm
Alto	43.30 "/ 110 cm	21.25 "/ 54cm	22.83 "/ 58cm

Especificación del cajón

	Altura	Profundidad	Ancho
Tres pulgadas	3 "/ 7 cm	15,75 "/ 40 cm	17.91 "/ 45.5cm
Seis pulgadas	6.25 "/ 16cm	15,75 "/ 40 cm	17.91 "/ 45.5cm
Diez pulgadas	10 "/ 25cm	15,75 "/ 40 cm	17.91 "/ 45.5cm

