

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El carro de anestesia médica ABS es adecuado para que el personal médico brinde primeros auxilios a los pacientes. El cuerpo principal está compuesto por una nueva estructura de ingeniería de materiales de aluminio, acero y ABS, con columnas de aleación de aluminio y cuatro columnas de apoyo. La mesa de moldeo por inyección de doble fondo ABS, el diseño cóncavo puede evitar que los objetos se deslicen, la valla de tres lados de acero inoxidable 304, la mesa con vidrio suave transparente puede evitar que los objetos se deslicen.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Cuatro ruedas silenciosas de lujo de 4 pulgadas, dos con freno función, dos sin freno.
- ✓ Evita la electricidad estática.
- ✓ Tamaño: 750*480*920/1700mm, 850*520*950/1700mm.
- ✓ Peso: 57KG.
- ✓ Bloqueo central (se puede cambiar el bloqueo de contraseña de una sola vez), pista silenciosa de tres pliegues, cinco capas de cajones.
- ✓ Dos cajones pequeños (altura aprox. 75 cm), dos cajones intermedios (altura aprox. 12 cm), un cajón grande (altura aprox. 24 cm).
- ✓ Cada capa de cajones tiene 3 * 3 piezas, que pueden separar libremente el tamaño de la caja de medicamentos.
- ✓ Hay una plataforma de desfibrilador en el lado izquierdo de la mesa.
- ✓ La bandeja del cajón de cada capa se puede sacar para facilitar la limpieza.
- ✓ La mesa está equipada con una fila de 5 cajas de anestesia para uso de medicamentos.
- ✓ El soporte de la caja de anestesia de acero inoxidable 304 se puede ajustar hacia arriba y hacia abajo.
- ✓ Escritorio de asistente del lado izquierdo, una nueva caja de almacenamiento.
- ✓ Lado derecho dos cubos de basura y 2 tachos.



Superficie para
desfibrilador o monitor

Porta Tacho

Porta Archivador

5 compartimientos
cerrados con divisiones

4 ruedas giratorias
antiestáticas con sistema
de frenado

Poste porta Soluciones
intravenosas

Modulo organizador

Seguridad con llave

Repisa lateral corrediza

2 tachos