

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Los productos de la línea de montaje JEMP se componen principalmente de estructura de plástico de ingeniería ABS, acero y aluminio; columna triangular de plástico y acero sin costuras y soporte de carga de cuatro columnas.
- ✓ La parte superior de la carrocería del automóvil: el proceso de moldeo por inyección de fondo de arco ABS con reposabrazos en ambos lados del diseño puede evitar que las cosas se deslicen, mesa con barandilla de acero inoxidable, mesa con vidrio suave transparente.
- ✓ El lado izquierdo de la carrocería del automóvil: plataforma multiusos integrada (la plataforma se puede intercambiar con el lado derecho del marco de infusión a izquierda y derecha), mesa de trabajo auxiliar telescópica oculta y caja de objetos extraíble.
- ✓ Lado derecho de la carrocería del automóvil: marco de infusión retráctil de material de nailon que se forma una sola vez, puede cargar de 2 a 5 kg, cuatro ganchos giratorios (el marco de infusión y la plataforma izquierda se pueden intercambiar), caja circular afilada giratoria de 3 litros, color abatible, contenedor de separación bicolor para separación de residuos (residuos médicos amarillos, basura verde).
- ✓ Detrás del cuerpo: Tablero de rescate, el soporte del cilindro de oxígeno retráctil oculto no ocupa espacio y el enchufe de alimentación móvil es conveniente para cambiar la fuente de alimentación de diferentes países.
- ✓ Frente del cuerpo: La cerradura de control central puede girar, equipada con cinco cajones y guía de sonido de luz triple.
- ✓ Cajones con divisores que se pueden separar libremente, manija del cajón para cola de milano, ranura de sellado tipo tarjeta de identificación transparente para evitar la entrada de líquido y polvo.
- ✓ En la parte inferior: cuenta con lujosas ruedas universales de sonido suave tipo inserto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Tamaño del coche: 750 * 475 * 950 mm.
- ✓ Contenedor de separación: 175 * 175 * 280 MM.
- ✓ Dos cajones de extracción es de 80 mm, espacio interior: 430 * 335 * 68 mm.
- ✓ Dos cajones de extracción de 120 mm, espacio interior: 430 * 335 * 110 mm.
- ✓ 1 cajón de extracción profunda 240 mm, espacio interior: 430 * 335 * 220 mm.
- ✓ cajones con 3 * 3 divisores.
- ✓ Ranura de sellado 115 * 35 mm.
- ✓ Cuatro lujosas ruedas inserto de 100 mm de diámetro.
- ✓ 2 de las ruedas cuentan con freno.
- ✓ Peso bruto: 38KG.

