

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Hecho de material ABS.
- ✓ Plano superior de ABS con reborde en los 3 lados.
- ✓ Una pieza ABS como tablero superior con asa de arco, cubierta con plástico suave y transparente.
- ✓ Tirador lateral.
- ✓ Base de alto impacto en ABS.
- ✓ Porta tarjetas de identificación color blanco en los cojinetes.
- ✓ Bandeja doble, con bandejas de casete de 50 unidades.
- ✓ 1 cajón grande en la parte inferior.
- ✓ Con divisiones internos que se pueden organizar fácil y libremente.
- ✓ 2 cestas para polvo.
- ✓ Ruedas antiestáticas o grado médico.
- ✓ Bloqueo centralizado.
- ✓ Cuatro lujosos lanzadores silenciosos.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- ✓ Modelo: KN-HS701.
- ✓ Tamaño del cuerpo con llantas: 105 × 64 × 49 cm.
- ✓ Cuerpo material: ABS.
- ✓ Cuatro columnas: ABS columnas.
- ✓ Cuatro Ruedas: PU ruedas silenciosas.
- ✓ Rueda de diámetro: 4 pulgadas.
- ✓ Cajón de la cantidad de drogas: 10 pcs.
- ✓ Cajón Grande: 1 pc.
- ✓ Barandilla de acero inoxidable: 1 pc.
- ✓ Lado de la basura: 2 pcs.

TABLA ABS

