

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El Colchón anti escaras es una camilla médica que permite al usuario evitar úlceras, escaras y heridas por presión. Normalmente utilizan este tipo de equipos médicos los pacientes adultos mayores postrados.

Indicado para:

- ✓ Prevenir llagas y úlceras de presión causadas por largo periodos de cama.
- ✓ Uso hospitalario y en el hogar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Medida del colchón: 195 x 90 x 11 cm.
- ✓ Ancho compresor: 12 cm.
- ✓ Fondo compresor: 26 cm.
- ✓ Alto compresor: 8 cm.
- ✓ Peso: 1.10 kg.
- ✓ Voltaje: CA 220 V/230 V/110 V/120 V.
- ✓ Frecuencia: 50Hz/60Hz.
- ✓ Potencia: 10w.
- ✓ Presión regulable: 40-70 mm Hg.
- ✓ Caudal: 8 litros / minuto.
- ✓ Nombre comercial: colchón antiescaras.

