

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El colchón de aire médico de cama (conocido como: colchón de aire) consta de dos partes: el marco principal y el colchón de aire.
- ✓ El colchón de aire tiene dos globos independientes.
- ✓ Bajo el control del marco principal, cada globo puede tocar diferentes partes del cuerpo cada seis minutos, la fluctuación del airbag puede acelerar la circulación sanguínea y evitar úlceras de decúbito en pacientes que se encuentran encama durante mucho tiempo, esto puede curar estas úlceras rápidamente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Tensión: AC ~ 220V±10%.
- ✓ Frecuencia: 60Hz ± 1Hz.
- ✓ Consumo de energía: ≤ 15W.
- ✓ Ruido: <50dB (A).
- ✓ Modo de trabajo: CONTINUO.

COLCHON:

- ✓ Color: Beige.
- ✓ Material: PVC.
- ✓ Capacidad Max: 120-130 Kg.
- ✓ Dimensiones: 200 (Largo)*90(Ancho)*7(Alto).
- ✓ Peso: 2 Kg.
- ✓ Espesor: 0.3 mm.

COMPRESOR:

- ✓ Entrada de poder: 220V, 60 Hz.
- ✓ Salida de aire: 5-7 L/min.
- ✓ Rango de presión: 50mmHg-120mmHg.
- ✓ Tiempo del ciclo: 12 min.
- ✓ Ruido: 40 decibelios.

