

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- ✓ El colchón antiescaras Redmed es un producto médico diseñado para la atención domiciliar y cuidados de larga duración, destinado a prevenir la formación de úlceras por presión (escaras) en pacientes con movilidad reducida o que pasan mucho tiempo en cama.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- ✓ Cuenta con un sistema de burbujas de aire que se inflan y desinflan de manera alterna, impulsado por un motor silencioso y eficiente.
- ✓ Material: PVC de grado médico.
- ✓ Dimensiones: Aproximadamente 190 cm de largo, 90 cm de ancho y 10 cm de grosor.
- ✓ Capacidad de peso: Soporta hasta 130 kg.
- ✓ Sistema: Cuenta con un sistema de presión alternante que distribuye el peso de manera uniforme, promoviendo una circulación sanguínea adecuada.
- ✓ Motor: Incluye un motor silencioso con regulador de presión que permite ajustar la firmeza del colchón.

**INCLUYE:**

- ✓ 01 colchón.
- ✓ 04 parches de repuesto.
- ✓ 01 motor compresor.
- ✓ 01 manual de uso.
- ✓ 02 ganchos de metal.

