

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Está diseñado con la capacidad de doblarse en 4 pliegues, otorgando una amplia movilidad.
- ✓ Los 4 pliegues se ajustan al movimiento de camas clínicas, tanto eléctricos como manuales.
- ✓ La cubierta es fácilmente removible, lavable y repelente al agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Medida de la primera sección de cabecera: 69 cm.
- ✓ Medida de la segunda sección de intermedio: 23 cm.
- ✓ Medida de la tercera sección de intermedio: 23 cm.
- ✓ Medida de la cuarta sección piecera: 59 cm.
- ✓ Largo del colchón: 190 cm.
- ✓ Ancho del colchón: 90 cm.
- ✓ Altura o grosor: 13 cm.
- ✓ Material: espuma cebra.
- ✓ Forro o cubierta: Lona impermeable.
- ✓ Presentación: 4 pliegues.
- ✓ Colores: Azul, crema y verde cirugía.

