

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- ✓ Este producto está hecho de plástico y esponja de espuma.
- ✓ El material de espuma suave hace que se ajuste al cuello y sea cómodo.
- ✓ El collarín de esponja es adecuado para la persona que se lastima el cuello y necesita apoyo vertical. También es adecuado para pacientes con dolor de cuello durante los primeros auxilios. Puede reducir el dolor, aflojar todos los músculos del cuello y aliviar el esguince de cuello.
- ✓ Puede cooperar con la apertura de las vías respiratorias para facilitar el control de la arteria carótida y la intubación de la tráquea, el diseño del orificio abierto en la parte posterior es conveniente para la palpación y la permeabilidad del aire, un bloqueo fijo único garantiza la estabilidad y la simetría del tapón del cuello.
- ✓ Todo el material no tiene componentes metálicos. Es adecuado para que los pacientes realicen radiografías, tomografías computarizadas y resonancias magnéticas, y no es necesario quitarse el aparato ortopédico en el momento de la inspección.
- ✓ Puede formar un sistema de fijación espinal con tableros espinales juntos.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>Uso:</b>                         | Ortopedia / trauma y más. |
| <b>Modelo:</b>                      | EE-H1 (adulto).           |
| <b>Tamaño abierto:</b>              | 57 × 17 × 1 cm.           |
| <b>Tamaño del embalaje (50PCS):</b> | 60 × 50 × 41 cm.          |
| <b>NO (1PCS):</b>                   | 0,13 kg.                  |
| <b>GW (50PCS):</b>                  | 8 kg.                     |
| <b>Nombre comercial:</b>            | Collarín cervical.        |

