

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El diseño avanzado de la estructura del producto es mucho mejor que el tipo de espuma nacional de dos piezas.
- ✓ Diseño suave para garantizar los estrictos requisitos de los deportes al aire libre para el espacio.
- ✓ Moldeado automático y diseño de apariencia que concuerda con la ergonomía.
- ✓ Es rápido y fácil de usar. Es adecuado para pacientes con dolor de cuello durante los primeros auxilios. Puede reducir el dolor, aflojar todos los músculos del cuello y aliviar el esguince de cuello.
- ✓ Diseño completo de alto polímero, 100% moldeado de materia prima, utilizando materias primas de grandes fábricas internacionales, como TPC, BASF.
- ✓ Todo el material no tiene componentes metálicos. Es adecuado para que los pacientes realicen radiografías, tomografías computarizadas y resonancias magnéticas, y no es necesario quitarse el aparato ortopédico en el momento de la inspección.
- ✓ Espuma IXPE de alta calidad, suave y confortable, mediante la prueba ISO 10993 de irritación, sensibilización y virulencia celular externa.
- ✓ Puede formar un sistema de fijación espinal con tablero espinal juntos.
- ✓ Tamaño del embalaje: 60 × 41 × 31 cm. & peso bruto: 5 kg/50 piezas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Uso:	Ortopedia / trauma y más.
Modelo:	EE-H2 (pediátrico)
Tamaño abierto:	47 × 16 × 2.3 cm
Tamaño del embalaje (50PCS):	60 × 41 × 31 cm
NO (1PCS):	0,09 kg
GW (50PCS):	5 kg
Nombre comercial:	Collarín cervical.

