

CONCENTRADOR DE OXIGENO OLIVE

MARCA: OLIVE

MODELO: OLV-10

PROCEDENCIA: CHINA

DESCRIPION:

Equipo concentrador de uso domiciliario que usa la tecnología PSA (Tecnología de absorción por cambio de presión) para separar directamente el oxígeno del nitrógeno a temperatura normal, lo cual produce oxígeno de alta pureza. Cuenta con display LCD grande para visualizar el tiempo de uso y otras funciones. Posee Filtro HEPA y filtro antibacterial para evitar el ingreso de cualquier impureza.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Generador de oxígeno de doble flujo (para 2 personas) + nebulizador

Marca: Olive

Modelo: OLV-10

Flujos: 2

Nebulizador: Si

Capacidad: 10 litros por minuto

Para uso médico y doméstico

Peso aprox.: 20 Kilos

Nivel de pureza: 96% (+/- 3%)

De fácil y práctico uso

Con registro sanitario

Posee Filtro HEPA y filtro antibacterial para evitar el ingreso de cualquier impureza.

