

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Nuestro concentrador de oxígeno adopta una fuente de alimentación de 220V 60Hz, utiliza aire como materia prima y Tamiz molecular de alta calidad como adsorbente, y adopta el principio de adsorción de oscilación de presión (PSA) para separar directamente el oxígeno del nitrógeno a temperatura normal, de ese modo se produce oxígeno de alta pureza. La máquina puede ayudar al tratamiento de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, enfermedades respiratorias, neumonía obstructiva crónica, la rehabilitación de pacientes anóxicos, etc.

La absorción de oxígeno puede mejorar la condición física del suministro de oxígeno y lograr el propósito de la atención oxigenante. Es adecuado para personas de mediana edad y ancianos, personas con mala aptitud física, mujeres embarazadas, estudiantes y otras personas que sufren diferentes grados de hipoxia fisiológica. También puede eliminar la fatiga y restaurar la función somática después de un esfuerzo físico o mental pesado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Modelo: OLV-10S.
- ✓ Flujo de oxígeno: 10L/min.
- ✓ Concentración de oxígeno: $\geq 93\% \pm 3(V/V)$.
- ✓ Fuente de alimentación: 220V 60Hz.
- ✓ Presión de salida: 20Kpa-60Kpa.
- ✓ Potencia de entrada: 480VA.
- ✓ Nivel de sonido: menos de 45 dB.
- ✓ Peso neto: 25KG.
- ✓ Dimensión (MM): 500 X 320 X 240(mm).
- ✓ Sistema de trabajo: flujo continuo.
- ✓ Atomización cantidad: $> 0,15$ ml/min (sólo para modelos con función de atomización).
- ✓ Uso: oxigenoterapia / ozonoterapia y más.
- ✓ Nebulizador: sí.

