

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ La correa Spider con cinta reflectiva sirve para inmovilizar de forma segura y rápida a un paciente en una camilla o tabla espinal durante rescates y traslados, mejorando la visibilidad en condiciones de baja iluminación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Uso: Emergencia / Trauma y más.
- ✓ Unidad longitud de la correa: 112 cm.
- ✓ Tamaño de plegado: 40 (largo) x 8 (alto) x 5 (ancho) cm.
- ✓ Peso por unidad: 0.25 kg.
- ✓ Caja master: 50 und.
- ✓ Se incorpora a: Camilla rígida.
- ✓ Material: Nylon en alta resistencia.
- ✓ Sujeción: 10 puntos de sujeción.
- ✓ Cintas reflectivas: Si.

