

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Bacinete Moises para recién nacido hidráulico con diseño moderno y elegante, cómodo para el bebé.
- ✓ La cuna acrílica viene con base Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Longitud externa 87.5 cm.
- ✓ Ancho Externo 52.5 cm.
- ✓ Ajuste de altura 65 cm mínima 90 cm máxima.
- ✓ Posición de trendelenburg.
- ✓ Trendelenburg inverso.
- ✓ Ruedas de 4" antideslizante, amortiguadas y que puede girar 360°.
- ✓ Manivela manual mango fácil de operar, control del resorte de gas mediante el cual se pueden lograr varias posiciones.
- ✓ Moises de acrílico NO tóxico, se puede esterilizar a temperaturas superiores a los 100°C.
- ✓ Colores: rosa, verde y azul.

