

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Equipo portátil de mano.
- ✓ Diseño ergonómico, compacto y liviano.
- ✓ Pantalla LCD para visualización de frecuencia cardíaca, batería baja.
- ✓ Con “Luz de fondo” luz de fondo en la pantalla.
- ✓ Autodetección de transductor.
- ✓ Receptáculo para el transductor.
- ✓ Precisión en la medición y sonido más claro.
- ✓ Parlante incorporado.
- ✓ Salida de audio para auriculares.
- ✓ Indicador de nivel de batería.
- ✓ Autoapagado después de 1 minuto sin señal o sin operación.
- ✓ Funcionamiento con batería de Litio.
- ✓ Recargable que permite una operación continua de hasta 5 horas.
- ✓ Grabador de audio incorporado, con tiempo de grabación de 240 segundos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Pantalla: LCD de 45x25mm.
- ✓ Rango de frecuencia cardíaca: 50 – 210 latidos por minuto.
- ✓ Resolución: 1 lpm.
- ✓ Exactitud: +/- 3 lpm.
- ✓ Frecuencia de trabajo: 2 MHz.
- ✓ Potencia de salida de audio: 0.5W.
- ✓ Potencia Iob: <10 mW / cm².
- ✓ Longitud del cable de la sonda (completamente extendido): 2,5 m (aprox).
- ✓ Dimensiones (alto x ancho x profundidad): 138 x 85 x 32 mm.
- ✓ Peso (incluida batería): 290 +/- 5 g.

Accesorios suministrados:

- ✓ 01 Transductor de 2 MHz a prueba de agua.
- ✓ 01 Estuche de transporte.
- ✓ 01 Batería recargable.
- ✓ 01 Adaptador de carga de batería de corriente alterna.
- ✓ Manual de uso en español.

