

Basado en metadeta de semilla y tecnología de formación de imágenes de haz de tinta. Esta nueva plataforma está desarrollada por la tecnología de computación heterogénea CPU + GPU. Las imágenes en la plataforma utilizada se guardan como metadatos para el procesamiento posterior.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ PiHi de Imagen Armónica Inversa de Pulso.
- ✓ PiHI reduce la distorsión generada por la onda fundamental y mejora en gran medida la relación señal / ruido.
- ✓ Imágenes de Reducción de Manchas
- ✓ La tecnología SRI reduce significativamente las manchas no deseadas y proporciona un límite tisular mejorado y eco tisular para un diagnóstico clínico seguro.
- ✓ Imágenes de Compuestos Espaciales.
- ✓ SCI proporciona una mejor resolución de contraste, reduce el ruido de moteado y suaviza la imagen de tejido homogéneo.
- ✓ Pantalla táctil multifuncional eficiente.
- ✓ Múltiples botones de programación definidos por el usuario.
- ✓ Tecnología de optimización automática con una sola tecla, conmutación rápida y fácil de usar.
- ✓ Visualizar la función predefinida definida por el usuario (OSave).
- ✓ Post procesamiento de metadatos e imágenes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Diseño Ergonómico.
- ✓ Haga juego el diseño ergonómico ingenioso con el tamaño compacto, tiene notable adaptabilidad.
- ✓ Panel de control de altura ajustable monitor LCD médico de 21,5".
- ✓ Plegable pantalla táctil de alta sensibilidad de 13,3".
- ✓ Ángulo ajustable - Panel de control optimizado.
- ✓ Altura ajustable.
- ✓ Área TGC Optimizada.
- ✓ Colocación izquierda.
- ✓ 4 conectores universales para transductor.
- ✓ Imágenes en 3D y 4D.

