

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

La mejor opción para ultrasonido B/N.

i50 se caracteriza por un excelente rendimiento y diferentes aplicaciones de acuerdo con las demandas del usuario: ginecología, obstetricia, abdomen, urología, vascular, piezas pequeñas, ortopédica, intervencionista, etc.

Cuenta con tecnología avanzada de forma de onda doble, SRI, seguimiento PW automático, imágenes específicas de tejido (TSI), imágenes armónicas de tejido (THI), imagen de pantalla completa (FSI).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Pantalla LCD con retroiluminación LED 12.1"
- ✓ Modo de imagen: B, 2B, B/M, M, 4B, PW
- ✓ Imágenes de emisión de doble haz.
- ✓ Imágenes cromáticas avanzadas.
- ✓ Perilla de ajuste de una sola rotación, eficiente y conveniente.
- ✓ Pantalla completa con un solo clic, para un diagnóstico más intuitivo.
- ✓ Módulo de impresora láser opcional, compatible con impresoras láser de conexión directa para imprimir informes.
- ✓ Soporta la función PW, puede proporcionar más información de la hemodinámica.
- ✓ Auto-generación de informes en formato BMP, soporte para importación y exportación de unidades USB, soporte para previsualización de informes en PC.
- ✓ vista previa del informe en el PC.
- ✓ Puerto de sonda simple (el puerto de sonda doble es opcional).
- ✓ Batería de litio incorporada (opcional)
- ✓ Cuenta con 2 puertos USBs, salida de Video, VGA, Ethernet, 2 Conectores para transductores

Transductor convexo: 2.0-5.0MHZ

Transductor transvaginal: 5.0-7.5MHZ

