

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ MATERIAL: POLIETILENO DE ALTO IMPACTO.
- ✓ TÉCNICA DE FABRICACIÓN: INYECCIÓN DE UNA SOLA PIEZA.
- ✓ TAMAÑO: 184 x 45 x 6.5 cm.
- ✓ PESO: 7.5 Kg.
- ✓ SOPORTA CARGA: 170 Kg.
- ✓ INMOVILIZADOR: 3 CORREAS.
- ✓ COLORES: ANARANJADO.
- ✓ PROPIEDADES: 100% TRASLÚCIDA A LOS RAYOS X.
- ✓ USOS: HOSPITALES, AMBULANCIAS, CENTROS DE TRABAJO Y EN TODO LUGAR DONDE EXISTA RIESGO DE PRODUCIRSE UN ACCIDENTE.

NOMBRE COMERCIAL: TABLA RIGIDA DE EMERGENCIA O TABLERO ESPINAL

ACCESORIOS:

- ✓ TABLA RIGIDA
- ✓ CORREAS x 3 UND

