

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Electrobisturí Marca ISCO para sala de Operación con salidas de monopolar bipolar y salidas laparoscópicas con funciones coagulación fulguración y corte de uso continuo con activación, manual para activar el corte y coagulación también cuenta con activación a pedal con doble salida para activar el corte y coagulador y a su vez podrá activar la salida laparoscópica. El Electrobisturí ISCO está preparado para una operación tanto externa como laparoscópica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**Potencia de salida:**

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| ✓ Potencia máxima de RF | 480w a 500 Ohms. |
| ✓ Potencia de corte Monopolar | 450w a 500 Ohms. |
| ✓ Potencia de coag. Monopolar | 250w a 500 Ohms. |
| ✓ Potencia de coag. Bipolar | 150w a 500 Ohms. |

**Controles:**

02 controles independientes de potencia para cada función (cut-coag).

Salidas:

Salida de pinza bipolar.
Salida de lápiz monopolar
Una salida auxiliar para cirugía laparoscópica.
Salida placa de tierra.
Salida de pedal de corte y coagulación

Indicadores:

Indicador luminoso y auditivo de función (cut-coag).
Indicador digital de función (HIGH-LOW).

Accesorios:

Dos lápices monopolar
Un cable auxiliar de laparoscopia.
Un lápiz bipolar
Una placa de tierra reusable y desechable
Seis electrodos.
Un cable poder
Un pedal de corte y coagulación
Un cable poder

