

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El equipo de carboxiterapia automático CARBOX-100 es un equipo de control digital con regulación de gran precisión. En la concentración y administración de CO₂.
- ✓ La carboxiterapia consiste en el uso del gas dióxido de carbono (CO₂) aplicado por vía subcutánea. Este tratamiento se aplica en casos como celulitis, tiene gran eficacia en estrías, flacidez corporal, facial o exceso de grasa. Gracias a esta novedosa técnica se puede tratar directamente el envejecimiento facial y corporal de manera muy eficiente.
- ✓ Se usa en aplicaciones de: Reducción de medidas, Elimina grasa, Celulitis, Estrías, Flacidez corporal, Adiposidad focalizadas, Estética Facial (ojeras, mejillas, papadas).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Material: Estructura de acrílico de 6mm de espesor y base de acero inoxidable.
- ✓ Medidas: 38cm x 26cm x 18cm.
- ✓ Pantalla: Panel de control digital.
- ✓ Peso del equipo: 4kg.
- ✓ Funcionamiento: Automático.
- ✓ Sistema de enfriamiento incorporado Control de presión seguro.
- ✓ Control del total de CO₂ aplicado Voltaje de entrada: 220 VAC.
- ✓ Fusible de seguridad.
- ✓ Programable en 3 niveles.

INCLUYE:

- ✓ Gabinete en acero inoxidable.
- ✓ Cable de poder (terminal a tierra).
- ✓ Manual de uso.
- ✓ Pedal.
- ✓ Juego de manguera con filtro.
- ✓ Manguera para conexión al balón de CO₂.
- ✓ Balón de CO₂ lleno de 5kg.



Accesorios del equipo



Mesa Giratoria



Balón de CO2



Pedal



*Manguera para
CO2*



*Manguera
aplicación de CO2*



*Cable de
conexión*