

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El equipo de Ozonoterapia OZO-5000M es un generador de ozono fácil de usar, ideal para los profesionales de la salud que lo requieran, con una concentración de ozono de alta precisión para un servicio óptimo y resultados efectivos, cuenta con un sistema digital que cumple con todos los protocolos de ozonoterapia y asimismo permite realizar diversas terapias como:
 - Ozonización de sueros, cremas, aceites y agua.
 - Gasificación en bolsa para pie diabético.
 - Insuflación nasal, rectal y vaginal.
 - Infiltraciones: intramuscular, subcutánea, intraarticular.
 - Auto hemoterapia mayor, menor y otras terapias.

Incluye:

- ✓ Balón de oxígeno de 1.5m3.
- ✓ Mesa giratoria.
- ✓ Equipo de ozono dermatológico – podológico.
- ✓ Maletín para fácil traslado.
- ✓ Capacitación en ozonoterapia médica.
- ✓ Válvula (controla el flujo de oxígeno del tanque).
- ✓ Destructor de ozono externo.
- ✓ 3 piedras difusoras.
- ✓ Válvula check antirretorno.
- ✓ 6 mangueras siliconadas.
- ✓ Libro de protocolos.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- ✓ Material: Estructura de acrílico de 6mm de espesor.
- ✓ Medidas: 36 cm x 40 cm.
- ✓ Funcionamiento: automático.
- ✓ Control operativo: digital.
- ✓ Sistemas de enfriamiento: incorporado.
- ✓ Modo de operación: Llenado automático de jeringa, ozono continuo y manual.
- ✓ Regulador del flujo de oxígeno: 5 – 5L/min.

- ✓ Salida de ozono: 1 válvula de acero.
- ✓ Válvula: Con protección contra el retorno de líquido.
- ✓ Cuenta con: Tabla de trabajo oxidativo
- ✓ Rango de concentración de ozono: 1 a 99mg/L.
- ✓ Caudal de ozono producido: se controla manualmente 4,000 mg/L/hora.
- ✓ Eliminación de ozono: interna.
- ✓ Temporizador digital: Genera ozono continuamente bajo previa programación (1se- 1hora).
- ✓ Pantalla: Pantalla LED. Panel de control digital. Indicador de potencia y tiempo. Odómetro que indica horas de uso.
- ✓ Voltaje de entrada: 220VA.
- ✓ Nombre comercial: Equipo de ozonoterapia.

**MESA
GIRATORIA****BALON DE
OXIGENO****DESTRUCTOR
DE OZONO****MANGUERA
DE OXIGENO****6 MANGUERAS
CILICONADAS****CABLE DE
CONEXION****VALVULA CHEK
ANTIRETORNO****3 PIEDRAS
DIFUSORAS****MANUAL**