

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Desinfección sin agua: Utiliza calor seco para eliminar eficazmente bacterias, virus y otros microorganismos sin necesidad de utilizar agua o productos químicos.
- ✓ Amplia capacidad: Con un generoso espacio interior, nuestro esterilizador puede acomodar una variedad de elementos, desde instrumentos médicos y dentales hasta herramientas de belleza y estética.
- ✓ Control de temperatura: Cuenta con un sistema de control de temperatura ajustable que te permite seleccionar la temperatura adecuada para el tipo de artículo que deseas esterilizar.
- ✓ Tiempo de esterilización rápido: Gracias a su avanzada tecnología, el esterilizador de calor seco logra un proceso de esterilización rápido y eficiente, permitiéndote ahorrar tiempo en tu rutina diaria.
- ✓ Seguridad y protección: Equipado con características de seguridad, como protección contra sobrecalentamiento, garantiza una operación segura y sin riesgos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Esterilización a base de calor seco.
- ✓ Precalentamiento automático integrado.
- ✓ Un foco piloto que indican temperatura y tiempo.
- ✓ Termostato graduado de 50°C a 300°C.
- ✓ 2 bandejas de esterilización y 1 una agarradera de plástico.
- ✓ Timer de control de tiempo graduado de 0 a 60 o 120 minutos.
- ✓ Resistencia oculta para evitar el calor directo en el material.
- ✓ Power: 220V – 60 Hz / 300 W – 1.5 A.
- ✓ Exterior e interior en acero satinado inoxidable de 0.5mm (Acero 430).
- ✓ Exterior e interior en acero mate inoxidable de 0.6mm.
- ✓ Dimensiones Interiores: 178x246x179 (milímetros).
- ✓ Dimensiones Exteriores: 330x426x250 (milímetros).

