

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Calidad acústica: tiene una membrana especial para un sonido más preciso, de 44 mm de diámetro.
- ✓ Comodidad para el paciente: Sus novedosos anillos anti-escalofríos, le permiten un mejor contacto con la piel sin producir grandes cambios de temperatura.
- ✓ Amplia gama de frecuencias : su innovador sistema acústico cuenta con sensores altamente sensibles para lograr una excelente auscultación en todo tipo de paciente.
- ✓ Comodidad: olivas auriculares especialmente suaves que se pueden reemplazar y ajustar de forma que se adapten completamente al canal auditivo y sean cómodas de llevar.
- ✓ Ligereza: fabricada con acero inoxidable, apenas pesa 151 gramos siendo muy cómodo de usar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Marca: Riester.
- ✓ Modelo: 4210.
- ✓ Diámetro de membrana 44 mm.
- ✓ Longitud total 74 cm.
- ✓ Peso 151 g.
- ✓ Pieza de contacto doble fresada con gran precisión.
- ✓ Arcos anatómicos con fleje múltiple interior para una presión de apriete regulable.
- ✓ Material: Acero inoxidable.
- ✓ Membrana: Bilateral para una acústica precisa, Ø 44 mm.
- ✓ Sin látex.
- ✓ Incluye un par de olivas auriculares de repuesto, una membrana de recambio y placa para el nombre.
- ✓ Procedencia: Alemania.

