

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El Estetoscopio Unicare KS-2026B está diseñado para brindar una auscultación clara y precisa en todo momento.
- ✓ Su doble campana con doble membrana permite escuchar con nitidez sonidos cardíacos, pulmonares y pediátricos, convirtiéndolo en la herramienta ideal para médicos, enfermeros, estudiantes de medicina y profesionales de la salud.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Diseño: Doble campana, adecuado para adultos y niños.
- ✓ Material: Libre de látex.
- ✓ Peso: Aproximadamente 15 g.
- ✓ Cabezal: Hecho de acero inoxidable, con un diseño de doble cara para adultos: una campana y un diafragma.
- ✓ Diafragma: Tiene la capacidad de detectar sonidos de alta y baja frecuencia.
- ✓ Tubo: Tubo de conexión libre de látex que une el cabezal con los auriculares.
- ✓ Auriculares: Metálicos y diseñados para acoplarse al oído, con dos olivas suaves y adaptables.
- ✓ Normativa: Cumple con la ISO 13485 o la Directiva de productos sanitarios europea 93/42/EEC.
- ✓ Colores: Negro, Azul marino, Fucsia, Morado.

INCLUYE:

- ✓ 1 estetoscopio.
- ✓ 4 juegos de olivas de reemplazo.
- ✓ 2 pines pediátricos de regalo.
- ✓ 1 membrana adulta de reemplazo.
- ✓ 1 membrana pediátrica de reemplazo.

