

**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**

- ✓ El filtro es el componente más importante de las aspiradoras: estos son los encargados de atrapar las partículas de polvo y otros restos.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- ✓ Aséptico.
- ✓ Conexión universal para los aspiradores.
- ✓ Material: atoxico, hipo alérgico, a pirógeno.
- ✓ Membrana filtrante bidireccional.
- ✓ Mínimo espacio muerto y baja resistencia al flujo.
- ✓ Con eficiencia de filtración de  $>99.99\%$  sustentado con estudios.
- ✓ Con conexiones de acuerdo a los estándares internacionales ISO 5356-1 (Equipos respiratorios y anestesia) sustentado con estudios.
- ✓ Fácil de usar.
- ✓ Vencimiento del producto: Mayor a 24 meses después de su fabricación.

