

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ La función del frasco humidificador de oxígeno es humedecer el oxígeno que pasa a través de el para recoger la humedad; es una botella llenada de agua estéril o destilada, que es usado para acondicionar el oxígeno inspirado en vías áreas artificiales o durante la oxígeno terapia para prevenir bronco espasmos; tapones, mucosos, secreciones espesas, y complicaciones infecciosas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Fabricado con PVC de grado medio y alta resistencia.
- ✓ Libre de látex.
- ✓ Conector de rosca para conectar a flujómetro.
- ✓ Puerto de alimentación universal para oxígeno.
- ✓ Botella de 250ml, posee un mínimo y máximo de capacidad de llenado de agua.
- ✓ Dilutor que aumenta el borboteo y hace más eficiente la humidificación.
- ✓ Transparente para mayor visibilidad.
- ✓ Evita fuga de oxígeno en la rosca.
- ✓ Brinda seguridad de uso para el paciente.
- ✓ Humidificador desechable con válvula de presión y adaptador a flujómetro.
- ✓ Se recomienda el uso de agua destilada o esterilizada.
- ✓ No tóxica y libre de pirógenos.
- ✓ Producto esterilizado por óxido de etileno.
- ✓ El agua en la jarra del humidificador debe cambiarse cada 8 horas para minimizar el riesgo bacteriano.

