

ESPECIFICACIONES GENERALES:

El frasco humidificador (fh) acondiciona el gas inspirado a través de su pasaje desde el fondo hacia la superficie del agua que se encuentra en el dispositivo. el agua se encuentra a t° ambiente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Capacidad de agua: 200 ml (200 cc)
- ✓ Color: Verde Claro y Verde oscuro
- ✓ Tapa y salida: Plástico
- ✓ Material del frasco: Acrílico
- ✓ Uso: Balón de oxígeno y ambulancia

