

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Característica	BDF-86V158	BDF-86V338	BDF-86V408
Tamaño Externo (An x Pr x Al) mm	700×700×1580	854×1072×1907	872×1028×1945.5
Tamaño Interno (An x Pr x Al) mm	458×430×788	488×607×1140	606×575×1180
Capacidad	158L	338L	408L
Tipo	Vertical	Vertical	Vertical
Rango de Temperatura	-40°C ~ -86°C	-40°C ~ -86°C	-40°C ~ -86°C
Precisión de Temperatura	±0.1°C	±0.1°C	±0.1°C
Sistema de Control	Microprocesador, LED	Microprocesador, LED	Microprocesador, LED
Alarmas	Alta temp., Falla sensor	Alta/baja temp., fallas varias	Alta/baja temp., fallas varias
Tipo de Refrigeración	Refrigeración directa	Refrigeración por mezcla	Refrigeración por mezcla
Refrigerante	Mezcla de refrigerante	Mezcla de refrigerante	Mezcla de refrigerante
Compresor	1 unidad	2 unidades	1 unidad
Condensador y Evaporador	Cobre	Cobre	Cobre
Construcción	Unibody + espuma rígida	Unibody + espuma rígida	Unibody + espuma rígida
Material Interno	Acero inoxidable SS304	Acero inoxidable SS304	Acero inoxidable SS304
Material Externo	Acero con recubrimiento	Acero con recubrimiento	Acero con recubrimiento
Puerta	Con cerradura	Con cerradura	Con cerradura
Ruedas	4 ruedas	4 ruedas	4 ruedas
Cámaras con Puerta Interna	3	4	4
Estantes	2	3	3

-86 °C FREEZER
MARCA: BIOBASE

Característica	BDF-86V158	BDF-86V338	BDF-86V408
Puerto de Prueba de Temp.	1, Ø30 mm	1, Ø25 mm	1, Ø25 mm
Consumo Eléctrico	480W	870W	735W
Fuente de Energía	AC110V/220V ±10%, 50/60Hz	AC220V ±10%, 50/60Hz	AC220V ±10%, 50/60Hz
Accesorios Estándar	-	Batería 72h para alarma de fallo de alimentación	Batería 72h para alarma de fallo de alimentación
Estantes/Cajas Opcionales	-	12 estantes (4x4), 192 cajas	8 estantes (5x4), 8 estantes (4x4), 288 cajas
Tamaño del Paquete (mm)	800×780×1720	935×1070×2128	954×955×2094
Peso Bruto	155 kg	306 kg	293 kg


158L

338L

408L

PROCEDENCIA: CHINA