

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Es un frontoluz de alta gama, ideal para examen médico. Posee enormes ventajas respecto a los frontoluces incandescentes y halógenos, y es una alternativa perfectamente equiparable a los sistemas de fibra óptica entre las principales ventajas cabe destacar la vida útil del led (hasta 200000hs), el bajo incremento de temperatura en foco (luz fría), la eficiencia y estabilidad lumínica, el muy bajo consumo (aprox. 5W), entre otras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Potencia LED: 5 W.
- ✓ Intensidad de la luz: 65000 lux.
- ✓ Curso de vida LED: 20000 h.
- ✓ Tamaño del punto de luz: 1.9 mm
- ✓ Distancia de trabajo: 420 mm
- ✓ Tiempo de trabajo continuo (intensidad máxima): > 6 h.
- ✓ Capacidad de batería: 1200 MAH.
- ✓ Entrada: AC100-240V / 50-60Hz.
- ✓ Brillo: ajustable:
- ✓ Tamaño del punto: ajustable.

