

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ **CUIDADO RESPIRATORIO™ Besmed**, una **oxígeno terapia manual** dispositivo, está diseñado para pacientes médicos con insuficiencia respiratoria grave e insuficiencia respiratoria post operatoria, o aquellos que no son aptos para intubación o pacientes que necesitan cuidados paliativos.
- ✓ Reduce la frecuencia respiratoria en caso de insuficiencia respiratoria y puede disminuir los síntomas de dificultad respiratoria.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Bolsa de oxígeno 100% libre de látex.
- ✓ Diseñado para acoplarse al equipo de reanimación manual.
- ✓ Fabricada en Silicona grado médico, resistente y segura
- ✓ Material: policarbonato, PE y PVC.
- ✓ Entrada de la bolsa de silicona: 22mm.

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES POR CAJA
BR-62625	BOLSA RESERVORIO DE OXIGENO DE PVC 2500ML	200/ caja
BR-62610	BOLSA RESERVORIO DE OXIGENO DE PVC 1000ML	200/ caja

