

CARACTERÍSTICAS GENERALES:


Este Generador de Ozono compacto con Destructor de ozono es especialmente diseñado para aplicaciones de Ozonoterapia. Ofrece una amplia gama para concentraciones de ozono de 10 hasta 104 $\mu\text{g} / \text{ml}$ (10 ~ 104 gamma).

Algunos de los tratamientos recomendados son:

- ✓ Insuflación Rectal.
- ✓ Tratamientos Vaginales.
- ✓ Agua Potable.
- ✓ Síndrome del Intestino Permeable.
- ✓ Aceite Ozonizado.
- ✓ Tratamientos de Heridas.
- ✓ Insuflación Auditiva.
- ✓ Tratamientos dentales
- ✓ Saunas.
- ✓ Insuflación Nasal y Paranasal.
- ✓ Pie Diabético y Síndrome de Lime.
- ✓ Tratamientos contra el cáncer.

USOS

- ✓ Alto rendimiento con alta precisión.
- ✓ Material de alta clase.
- ✓ electrodo de titanio y tubo de cuarzo puro.
- ✓ Amplia gama de concentraciones de ozono.
- ✓ Estables salidas de ozono.
- ✓ Disponible para diversas aplicaciones de Ozonoterapia.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

- ✓ Producción de Ozono: Ajustable 10 – 104 $\mu\text{g}/\text{ml}$.
- ✓ Sistema de Enfriamiento: Ventilador 4000 RPM, 15 CFM.
- ✓ Módulo de Ozono: Electrodo de Titanio y tubo de cuarzo puro.
- ✓ Voltaje de entrada: 100-240 V AC, (Adaptador a 12V DC).
- ✓ Consumo (Watts): 12W + – 2.4W.
- ✓ Dimensiones (mm): 191 x 118 x 82 mm.
- ✓ Peso: 1.6 Kg.
- ✓ Larga vida de aproximadamente 10,000 horas.

