

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Collar cervical de una sola pieza diseñado para uso en primeros auxilios y situaciones de emergencia. Indicado para la inmovilización de la columna cervical en pacientes traumatizados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Aplicación rápida gracias al cierre con correa.
- ✓ Aberturas en la parte posterior para mejor transpiración.
- ✓ Incluye 3 tallas: pediátrica, cuello corto (neckless) y regular.
- ✓ Dispositivo Médico Clase I según Directiva 93/42/CEE.
- ✓ Materiales: Polietileno (PE), Poliamida (PA).
- ✓ Peso del kit con bolsa: 430 g $\pm$ 50 g.
- ✓ Acolchado anatómico y confortable.
- ✓ Bolsa de almacenamiento incluida.
- ✓ Acceso para traqueotomía.
- ✓ Clasificación CND: Y060312.
- ✓ N° de registro: 195214.

**DATOS TECNICOS:**

Collarín Dato	PEDIATRICO	CUELLO CORTO (NECKLESS)	REGULAR
TALLAS	N° 2	N° 3	N° 5
ALTURA FRONTAL	125 mm	135 mm	145 mm
CIRCUNFERENCIA	445 mm	555 mmm	555 mm
ALTURA POSTERIOR	100 mm	95 mm	115 mm