

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Usadas en tratamiento de fracturas o como complemento de cirugías ortopédicas, en rehabilitación como parte de terapia ocupacional, usadas también en la inmovilización de brazos, piernas y muñeca. Hechas de madera, forradas con vinilo resistente y acolchadas por ambos lados con tela de espuma. Resistentes, lavables y de fácil uso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Uso: Ortopedia/ trauma y más.
- ✓ Material: forro vinilo y tela de espuma.
- ✓ Presentación: Juego de 06 piezas.
- ✓ Medidas madera 1: 15 x 8 x 1cm.
- ✓ Medidas madera 2: 20 x 8 x 1cm.
- ✓ Medidas madera 3: 30 x 8 x 1cm.
- ✓ Medidas madera 4: 40 x 8 x 1cm.
- ✓ Medidas madera 5: 50 x 8 x 1cm.
- ✓ Medidas madera 6: 60 x 8 x 1cm.
- ✓ Peso neto: 2 Kg.
- ✓ Colores: Azul o Naranja.
- ✓ Nombre comercial: Kit de férula de madera.

