

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El kit de férula semirrígida es un equipo diseñado para inmovilizar todas las extremidades del cuerpo.
- ✓ Fabricado con materiales de alta duración y cubierta de fácil lavado.
- ✓ Kit de férulas de inmovilización semirrígidas de 6 piezas.
- ✓ Traslucidas a los rayos X.
- ✓ Ligeras, eficaces, simples y prácticas.
- ✓ Lavables y reutilizables.
- ✓ Hecho de espuma Foamd y ajustes de velcro, un material no absorbente; la sangre y los fluidos corporales se pueden limpiar fácilmente.
- ✓ Se ajusta rápidamente a la zona lesionada.
- ✓ No se ve afectado por la temperatura y las condiciones climáticas severas.
- ✓ De rayos X y la resonancia magnética translúcido compatibles.
- ✓ Material termostático no afecta cambios de temperatura.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Uso: Ortopedia/ trauma y más.
- ✓ Material: Espuma Foamd y ajustes de velcro.
- ✓ Dimensión del producto: Piernas: 1° 83 cm, 2° 70 cm, 3° 37 cm.
- ✓ Dimensión del producto: Brazos: 1° 69 cm, 2° 61 cm, 3° 33 cm.
- ✓ Color: Azul acero.
- ✓ Presentación: Juego de 06 piezas.
- ✓ Accesorios: Bolsa de transporte negro.
- ✓ Peso neto: 2 Kg.
- ✓ Peso bruto: 3 Kg.
- ✓ Nombre comercial: Kit de férula semirrígida.

