

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ El otoscopio / oftalmoscopio Riester LED 3.7V es un dispositivo combinado que proporciona iluminación óptima para diagnósticos efectivos.
- ✓ El otoscopio / oftalmoscopio Riester LED 3.7V se encuentra disponible en estuches a prueba de golpes (Equipos XL, HL o LED) o en fundas que ocupan poco espacio (Equipos con iluminación de vacío).
- ✓ El otoscopio / oftalmoscopio Riester LED 3.7V cuenta con aplicaciones específicas en las que se pueden guardar perfectamente los instrumentos con espacio suficiente para los mangos las pilas y los espejos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES:

- ✓ 2 cm² de innovación pura.
- ✓ Las pilas AA tienen un voltaje de 3 v. Sin embargo, pueden utilizarse LEDs con una potencia considerablemente mayor con una tensión de 3,7 v.
- ✓ En el CPI, Riester ha conseguido un desarrollo de éxito que revoluciona la iluminación de instrumentos de bolsillo. El minúsculo CPI situado en el interior del e-scope convierte el voltaje de pilas convencionales de tamaño AA en el suministro de corriente óptimo para LED y así permite el funcionamiento eficaz de la iluminación LED con pilas alcalinas.
- ✓ El CPI no solo ofrece la mejor calidad de iluminación, sino que también aporta ventajas ecológicas y económicas.
- ✓ La vida útil de un diodo luminoso es 1.000 veces más larga en comparación con la iluminación de xenón.
- ✓ Las pilas utilizadas en el e-scope se descargan con más fuerza gracias al CPI, por lo que sólo deben eliminarse y reemplazarse ocasionalmente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OTOSCOPIO:

- ✓ Posee iluminación directa o de vacío, de F.O. xenón o F.O. LED.
- ✓ Óptica de precisión impermeabilizada, giratoria en ambos lados con triple aumento para una visión correcta.
- ✓ Alojamiento de espéculos de metal higiénico y resistente para e-scope® / ri-scope® L1 / L2
- ✓ Compatible con espéculos de otros fabricantes famosos_x000D_ • Apropiado para la realización de pruebas neumáticas (suministro sin conector ni pera).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFTALMOSCOPIO:

- ✓ Los oftalmoscopios e-scope pueden tener iluminación de LED, halógena o de vacío.
- ✓ Con 2,7 v de iluminación halógena o de vacío, además de iluminación LED innovadora de 3,7 v para diagnósticos más eficaces y con suficientes contrastes.
- ✓ Ruedecilla de lentes con 18 lentes correctoras (+/- 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 dioptrías).
- ✓ Rueda de diafragma de fácil manejo con seis ajustes diferentes (estrella de fijación, círculo grande, círculo pequeño, filtro exento de rojo, filtro azul, semicírculo).
- ✓ Óptica altamente potente con lentes condensadoras esféricas.
- ✓ Lentes de protección.
- ✓ Recorrido óptico paralelo.
- ✓ Protección contra el polvo.

