

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Esta lampara fluorescente o lámpara LED tiene un diseño novedoso de apariencia hermosa, cuenta con un soporte firme y tamaño pequeño, fácil de transportar. Se puede usar en clínicas dentales, en tratamientos a la piel, capilares, uñas, etc. Posee una luz nítida y limpia que permite trabajar mejor los detalles.
- ✓ Método de uso: 1. Conecte el interruptor luego encienda la luz led y deje que la lámpara de aumento se alinee con el examen requerido. 3. Ajuste la distancia del sitio y verifique la luz fría para lograr el estado más claro. 4. Este producto se puede utilizar como lámpara normal.
- ✓ Recomendación: 1. Si deja de usarlo, debe desconectar el enchufe. 2. El fluorescente se debe limpiar con un papel de uso especial para no rayarlo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Tipo de Luz: fluorescente o LED.
- ✓ Luz LED: Se puede regular la intensidad de la luz entre 3 a 5 veces.
- ✓ Altura: 167cm.
- ✓ Ancho y largo del cabezal LED: 23cm.
- ✓ Largo de la base: 29.5cm.
- ✓ Ancho de la base: 24 cm.
- ✓ Potencia: 24W.
- ✓ Voltaje: 220V.
- ✓ Frecuencia: 60Hz.
- ✓ Nombre comercial: Lampara de examen flexible.

