

LÁMPARA DE EXÁMEN LED

Mod: ZEN-L003



Esta lámpara está destinada para su uso en salas de cirugía menor, ambulatorio y consultorios médicos para exámenes de nariz, oídos, ojos y garganta.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- Iluminación (300 mm): fijo, 30,000 Lux
- Cuenta con regulador de la intensidad de Luz
- Temperatura de color: 6500°K.
- Diámetro del soporte de la lámpara: 75 mm
- Potencia: 9W
- Voltaje: 220 V
- Peso neto: 3 Kg.