

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Una lámpara de luz de inspección LED regulable es una herramienta portátil de iluminación diseñada para ofrecer claridad y precisión en espacios reducidos, talleres o revisiones técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Material: base de acero inoxidable
- ✓ Método de elevación: giratorio
- ✓ Material del tubo: aluminio
- ✓ Diámetro: 110 mm
- ✓ Voltaje de trabajo: AC 180- 220V
- ✓ Potencia: 1*20W (20W)
- ✓ Corriente de trabajo: 600MA/W +5%
- ✓ Intensidad de cuidado: 1750LM
- ✓ Rango de temperatura de color: 6000- 6500K
- ✓ Material de la lente: Acrílico
- ✓ Tamaño de la lámpara: diámetro 88,5 mm
- ✓ Iluminación blanca brillante.
- ✓ Los brazos de cuello de cisne se pueden doblar en cualquier dirección.
- ✓ Mejor estabilidad con ruedas médicas silenciosas.
- ✓ Fácil instalación y mantenimiento.

