

CARACTERÍSTICAS:

- ✓ Esta lámpara quirúrgica sin sombra adopta diferentes posiciones y está diseñada para un óptimo trabajo de iluminación. Sistema de empotrado en techo muy seguro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Iluminación: 120,000 LUX.
- ✓ Temperatura de color: $4000 \pm 500\text{K}$.
- ✓ Temperatura alta: $\leq 16^{\circ}\text{C}$.
- ✓ Voltaje principal: AC 220V + 10% 50Hz.
- ✓ Energía considerada: 300W.
- ✓ Energía de Entrada: 350VA.
- ✓ Peso neto Brazo: 32Kg.
- ✓ Peso neto lámpara: 48 Kg.

**MOVIMIENTOS:**

- ✓ horizontal se mueve alrededor de la base a: $\geq 360^{\circ}$.
- ✓ La lámpara se mueve alrededor del tubo de soporte a: $\geq 360^{\circ}$.
- ✓ El tubo de forma Y se mueve hacia arriba y abajo a: $\geq 38^{\circ}$.
- ✓ El tubo de forma Y se mueve de izquierda a derecha a: $\geq 160^{\circ}$.

CONSIDERAR:

- ✓ Altura del piso al techo: 3 metros.