

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ La lámpara rodable cuenta con una iluminación de alto rendimiento con 6 pétalos y un total de 72 leds.
- ✓ Es un equipo quirúrgico móvil diseñado para quirófanos, salas de cirugía menor y consultorios.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Iluminación central ≥ 180.000 lux.
- ✓ Temperatura de color de 3000K a 6700K.
- ✓ Irradiancia total ≤ 1000 W/m².
- ✓ Irradiancia/luminancia total ≤ 6 mW/(m² · lx).
- ✓ Diámetro del punto de luz (d10) 160 mm o mayor.
- ✓ Profundidad de la columna de luz 1000 mm o mayor.
- ✓ Índice de reproducción cromática ≥ 90 .

