

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Fabricado en acero inoxidable.
- ✓ Sistema de iluminación mediante tecnología LED o lámpara de xenón, según la configuración del mango.
- ✓ Fibra óptica de alta calidad para una transmisión eficiente de la luz.
- ✓ Hojas de fibra óptica tipo Macintosh fabricadas en acero inoxidable.
- ✓ Conductor de luz desmontable.
- ✓ Diseño orientado a facilitar la intubación y mejorar la visibilidad.
- ✓ Hojas con vida útil prolongada, validada mediante más de 1.000 ciclos de esterilización en autoclave.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Material de fabricación: Acero inoxidable.
- ✓ Sistema de iluminación: LED o xenón, según configuración.
- ✓ Voltaje de iluminación: 2,5 V para la configuración indicada.
- ✓ Intensidad luminosa LED: Hasta 22.000 lux.
- ✓ Intensidad luminosa con xenón: Hasta 12.000 lux.
- ✓ Sistema de transmisión de luz: Fibra óptica de alta calidad.
- ✓ Tipo de hoja: Macintosh.
- ✓ Material de las hojas: Acero inoxidable.
- ✓ Conductor de luz: Desmontable.
- ✓ Resistencia a la esterilización: Más de 1.000 ciclos en autoclave, según validación indicada por el fabricante.

ACCESORIOS:

- ✓ 01 Mango tipo C.
- ✓ 01 Hoja Macintosh N.º 2.
- ✓ 01 Hoja Macintosh N.º 3.
- ✓ 01 Hoja Macintosh N.º 4.

