

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Laringoscopio Riester Ri-Standard Macintosh 2,7 V, palas 2, 3, 4.
- ✓ Laringoscopio modular para adultos con fuente de luz de vacío de 2,7V que permite una correcta iluminación del campo de exploración.
- ✓ Hoja de acero inoxidable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Con fuente de luz de vacío de 2,7V para una buena iluminación del campo de exploración.
- ✓ Lámpara de desmontaje rápido situada en la parte delantera de la pala.
- ✓ Las palas son compatibles con mangos que cumplan la norma ISO7376.
- ✓ En el estuche se incluyen tres palas: n°2,3 y 4.
- ✓ Los bordes redondeados de la pala Macintosh reducen el riesgo de lesiones.

