

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Laringoscopio Riester Ri-Standard Pediátrico Miller cuenta con palas rectas 0,1,2.
- ✓ Laringoscopio modular para uso pediátrico con fuente de luz de vacío de 2,7V que permite iluminar correctamente el campo de exploración.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Laringoscopio modular para uso pediátrico.
- ✓ Fuente de luz de vacío de 2,7V que permite iluminar correctamente el campo de exploración.
- ✓ Sistema de desmontaje rápido en la lámpara situada en la parte anterior de la pala.
- ✓ Las palas del laringoscopio Riester Ri-Standar Miller son de acero inoxidable y fáciles de limpiar.
- ✓ La innovadora forma de la pala permite intubar de forma sencilla y una buena visión.
- ✓ Las palas Miller presentan un diseño plano que facilita una perfecta visión de la epiglotis y de las cuerdas vocales.
- ✓ Compatibilidad de las palas con mangos que cumplan la norma ISO 7376.

