

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- ✓ Maletín rígido para la acomodación y el transporte de los dispositivos utilizados generalmente en los procedimientos de reanimación.
- ✓ Sistema de cierre con desenganche rápido Válvula de presurización manual.
- ✓ Estructura extremadamente robusta.
- ✓ Juntura para proporcionar una protección contra la penetración de líquidos o suciedad.
- ✓ Mullido interior para una protección máxima del contenido.
- ✓ Gracias a las muescas en el acolchado principal, el usuario puede personalizar los alojamientos para satisfacer sus necesidades.
- ✓ Predisposición para la inserción de soportes metálicos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

- ✓ Dimensiones externas 405x515x200 ± 5 mm.
- ✓ Dimensiones internas 355x475x180 ± 5 mm.
- ✓ Materiales PP, PE Peso sin mullido 3,6 ± 0,1 kg.
- ✓ Peso con el mullido 4 ± 0,1 kg.

